

検査待ちなし、その場で確認！オミクロン対応



自宅で
カンタン
検査

唾液で
スピード
検査



わたしたちが
監修しています。

医療法人 誠心会 監修

- 使用上の注意
- ご使用前に説明書をよくお読みいただき、ご使用される方自身の責任による自己採取のもと、正しくご使用ください。
 - 本製品および付属品は、医療用ではなく研究用製品となります。
 - 本製品は、医薬品医療機器等法に基づく体外診断用医薬品ではありません。
 - 本製品は、研究や調査を目的としたもので、本検査以外の目的には使用できません。
 - 本製品を用いた検査判定はいかなる意味でも、医療診断や治療を目的とするものではありません。
 - 小さなお子さまの手が届かない場所に保管してください。
 - 本製品の外観、仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

オミクロン
【変異株】
対応

大切な家族を守る。気になったらすぐにセルフ検査。

新型コロナウイルス 抗原検査キット

【変異株も検出可能！】

SARS-CoV-2 COVID-19 Antigen Detection Kit

CE ヨーロッパ
販売基準適合

研究用

検査
1回分

※写真はイメージです。



輸入販売元 **株式会社ユアーショップ**
〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-11-1
三共四ツ橋ビル8階
【お客様相談室】050-5436-2645
【受付時間】10:00～17:00（土・日・祝日を除く）

※本製品は調査研究用であり、医療品医療機器法に基づく体外診断用医薬品として承認・認証を受けておりません。診断目的では使用できません。
※本製品は高温多湿および直射日光を避け、2～30℃の場所で保管ください。
※小さなお子さまの手が届かない場所で保管してください。

MADE IN CHINA

